

# FreeStyle Libre 2 Plus : avis favorable de la HAS

**Nous avons le plaisir de vous annoncer que la HAS<sup>1</sup> a donné un avis favorable pour la prise en charge du nouveau système FreeStyle Libre 2 Plus.**

Voici les principales informations à retenir :

- Suppression du **critère restrictif d'HbA1c  $\geq 8\%$**  pour les patients diabétiques de type 2
- **Un usage dès l'âge de 2 ans** (au lieu de 4 ans).
- **Une durée de 15 jours.**

**FreeStyle Libre 2 Plus est indiqué chez :**

- Les patients atteints d'un diabète de type 1 ou de type 2 (adultes et enfants  $\geq 2$  ans) traités par insulinothérapie intensifiée (par pompe externe ou  $\geq 3$  injections par jour).
- Les patients diabétiques de type 2 (adultes et enfants  $\geq 2$  ans) traités par insulinothérapie non intensifiée ( $< 3$  injections par jour) **dont l'objectif glycémique n'est pas atteint.**



**FreeStyle Libre 2 Plus** remplacera le capteur FreeStyle Libre 2 tout en étant compatible avec l'application FreeStyleLibreLink et le lecteur FreeStyle Libre 2 déjà utilisés par les patients.



## Précis

- Précision inégalée et constante durant 15 jours<sup>\*\*</sup>,<sup>2</sup>
- MARD de 8,2%<sup>3</sup>
- Mesure en temps réel du taux de glucose chaque 1 minute



## Facile

- Petit et discret, comparable à une pièce de 2 euros<sup>4</sup>
- 2 capteurs/mois<sup>4</sup>
- Sans IBOA, ni MBPA pour limiter les réactions cutanées<sup>β</sup>
- Aucune interférence avec l'aspirine, le paracétamol et la vitamine C<sup>4</sup>



## Pratique

- Aucun transmetteur ni code de calibration<sup>4</sup>
- Aucun sur-adhésif nécessaire<sup>4</sup>
- Lecteur FreeStyle Libre « 3 en 1 » pour mesurer le taux de glucose, la glycémie et la cétonémie<sup>5</sup>
- Affichage automatique du taux de glucose avec scan optionnel sur l'application FreeStyle LibreLink<sup>5,4,6</sup>
- Notification d'alarme disponible sur les montres connectées<sup>5§</sup>



## Interopérable

- Un suivi facilité avec jusqu'à 8 rapports différents disponibles dans le lecteur<sup>5</sup> ou l'application FreeStyle LibreLink<sup>6</sup>, ou une analyse complète du profil glycémique avec LibreView<sup>7</sup> ou en télésurveillance remboursée avec nos partenaires Mydiabby ou GlookoXT<sup>8-11</sup>
- Compatible avec les stylos insulines connectés<sup>6,12,13</sup>
- Prochainement connecté à la boucle semi-fermée Omnipod 5 sans besoin de téléphone<sup>14</sup>



## Recyclable

- Avec #EasyToCollect<sup>#</sup>, les capteurs usagés peuvent reprendre vie dans d'autres produits<sup>##,15</sup>

En attendant la prise en charge effective de **FreeStyle Libre 2 Plus** par les autorités, l'équipe médicale et votre délégué Abbott se tiennent à votre disposition pour toutes informations.

Nous vous remercions encore de votre confiance

0 800 10 11 56 Service & appel gratuits

le service client Abbott

*Votre équipe FreeStyle Libre*

